

 MatsuHaku 玛芝哈克 **粉末、颗粒、块状密度测试仪** GH-120M/GH-300M

适用于：塑料粉末、颗粒、块状、新材料研究实验室

原理：固体视密度：根据 ASTM D792、GB/T 1033、JIS-K-6268、ISO 2781 标准。采用阿基米得浮力法的原理，准确、快速读取量测数值。



GH-120M 称重精度：0.001g

GH-300M 称重精度：0.01g



**功能：**

- 1、针对塑料粉末产品，可直接读取粉末真比重。
- 2、针对高分子材料 EPDM 可用封蜡法求体密度
- 3、针对不吸水的塑料颗粒、块状产品，也可直接读取产品的密度。
- 4、采用大水槽设计，降低吊栏线的浮力所造成的误差。
- 5、采用腐蚀性液体做为媒介时，可选购防腐蚀水槽。
- 6、具 RS-232 接口可轻易的连接 PC 和打印机。

**规格：**

型号：	GH-120M	GH - 300M	GH - 600M
称重范围：	0.001g~ 120g	0.01g~ 300g	0.01g~ 600g
比重精度：	0.0001 g/cm <sup>3</sup>	0.001 g/cm <sup>3</sup>	
测量时间：	约 10 秒		
设定：	温度补偿设定、溶液补偿设定		
标准接口：	RS-232		

**选购配件：**

A: 防腐蚀水槽



B: 打印机



C: 专用比重瓶



D: 水分计



E: 恒温水槽



厦门群隆仪器有限公司 密度计专家 联系方式：林汉卿 15985818270